

# フレキシブル管式小型双眼実体顕微鏡

## M9196 / FSC-3

フレキシブル管を採用することで、さまざまな角度から自由に観察していただけます。  
加工部品やはんだ付けの確認に加え、宝飾品やホビーの作業工具としてもご利用いただけます。



### 仕様

商 品 番 号	M9196
商 品 名	FSC-3 (本体色 白)
総 合 倍 率	8倍
接 眼 レ ン ズ	M9191-10 / WF10X(FN20)
対 物 レ ン ズ	0.8× (防塵ガラス付き)
作 動 距 離	115mm (防塵ガラス下面より)
重 量	3.7kg
付 属 品	アイシェード、ダストカバー
オプション	M9191-15/WF15X接眼レンズ (φ 30.5 / 視野数15)
	M9191-20/WF20X接眼レンズ (φ 30.5 / 視野数10)
	M91951/FSC用アダプターリング (LED照明取付時に使用)
	XR9458/4分割LEDリングライト照明装置

※オプションにつきましては、従来のFSC-II用をそのままご利用いただけます。

