

CVZ-35 広視野ビデオマイクروسコープ



CVZ-75よりも
広い範囲を一度に観察可能
※38mm×22mm（最低倍率時）

※XYステージはオプションになります。

型式：M-300E

※デモ機ございます。

【仕様】

商品名	CVZ-35 広視野ビデオマイクروسコープ	商品番号	XR6151
作動距離	約190mm（顕微鏡下面部より）		
総合倍率	約6倍～42倍		
実視野	約38mm×22mm（6倍時）～約5.4mm×3.0mm（42倍時）		
対物レンズ	倍率 0.35倍～2.5倍ズーム / ズーム比 約7		
照明	LEDリング照明		
スタンド	大型平面ステージ（260mm x 320mm）付		
接続端子	HDMI（液晶モニター出力用） / USB×2（マウス接続用/USBメモリー記録用）		
モニター	11.6インチ カラー液晶モニター FHD		
記録方式	静止画（JPG,BMP,PNG形式） 1920×1080ピクセル		
計測機能	2点間距離（任意,水平,垂直,平行,点と円中心間,線と円中心間,円中心間） / 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形（縦,横） / 多角形外周 / 面積 / 日本語対応		
付属品	無線マウス（受信機付き）、ACアダプター（入力100V-240V対応）		
サイズ・重量	260mm(W)×320mm(D)×425mm(H)(モニター部除く) / 6.1 kg		

株式会社カートン

〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-11-15

T:042-707-4402 F:042-707-4423 E:kokunai@carton-opt.co.jp

