

- XR9031: 200万画素 CMOSカメラ
- XR9032: 4K対応 CMOSカメラ



実体顕微鏡(SPZV-50IT)及び  
 モニター(XR7048)との組み合わせ例



## 顕微鏡の画像をHDMI接続で簡単綺麗に

HDMI接続で、簡単に綺麗な画像をTVやモニターに映せます。  
 簡易計測（日本語対応）も付いてさらに便利に。  
 HDMIケーブル等も付属しておりすぐに使えます。



### 株式会社カートン

〒252-0234  
 神奈川県相模原市中央区  
 共和4-11-15  
 電話：042-707-4402  
 FAX：042-707-4423  
 メール：kokunai@carton-opt.co.jp

| 型式       | XR9031                              | XR9032                              |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 製品名称     | 200万画素 CMOSカメラ                      | 4K CMOSカメラ                          |
| 画素数      | 1920×1080 画素 30fps                  | 3840×2160 画素 30fps                  |
| マウント     | Cマウント                               | C/CSマウント                            |
| 画像保存     | USBメモリ(試供品)                         | USBメモリ(試供品)                         |
| 接続方式     | HDMI接続                              | HDMI接続                              |
| 電源       | DV12V1A ACアダプター付属                   | DV12V1A ACアダプター付属                   |
| 寸法(カメラ部) | 80×75×48mm 約280g                    | 75×75×45mm 約230g                    |
| 付属品      | 取扱説明書、HDMIケーブル、<br>ACアダプター、マウス(試供品) | 取扱説明書、HDMIケーブル、<br>ACアダプター、マウス(試供品) |

試供品はサービスの一環として同梱させていただいております。ただし、試供品は製品保証の対象外となりますので、予めご了承ください。