

# XR9482 / 透過照明LED照明



対象物の直下から光を当てると輪郭がはっきりと見えるようになります。  
外観形状検査、穴の直径確認、異物の不着確認などに効果を発揮します。

## 【仕様】

商品名	実体顕微鏡用透過照明LED	商品番号	XR9482
発光色	白色		
発光部外径	MAX Φ 90 mm (発光面 Φ63mm)		
LED球	チップ型LED 40球		
消費電力	4.5W (最高輝度時)		
明るさ	40,000lux (発光面)		
調光機能	無段階調光式		
ケーブル長	80cm		
セット内容	発光部、電源部、電源コード、滑り止めラバーマット、取扱説明書		
サイズ・重量	Φ90mm(W)×12mm(H)(発光部、突起部除く) / 200g		

**株式会社カートン**

〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-11-15

TEL : 042-707-4402 FAX : 042-707-4423 E-mail : kokunai@carton-opt.co.jp

