

2024年4月12日

お客様各位

カートン光学株式会社

〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野8-2-2

サンシティイビル5階

TEL：042-816-5007

メールアドレス：kokunai@carton-opt.co.jp

国内営業部 野村/福島



実体顕微鏡用スタンド（PF15-260、FTP-260）特価販売キャンペーンのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社実体顕微鏡用スタンド PF15-260 と FTP-260 につきまして、
特価販売キャンペーンを実施いたします。

在庫限りとなりますので、是非この機会にご購入の検討をお願い申し上げます。


敬具

記

1. 開催期間：2024年4月15日(月)ご注文分から *在庫限りで終了
2. 対象商品：実体顕微鏡用スタンド PF15-260、FTP スタンド
3. キャンペーン内容：
スタンド単体、またはヘッド/スタンドのセット共に割引価格が適用されます。

【DSZ-44PF15-260】

【SPZ-50FTP-260】



以上

Carton

実体顕微鏡用スタンドPF & FTP

特価キャンペーン実施中

顕微鏡とのセットでの割引も可能です。



組合せ例 SPZ-50PF15-260



組合せ例 DSZ-44FTP-260

■ 商品仕様

商品番号	スタンドPF15-260	スタンドFTP-260
照明	15W丸形蛍光灯照明	—
付属品	角型ステージプレート	φ100ステージプレート(白)
ベースサイズ	220(W) × 284(D) mm	180(W) × 266(D) mm
スタンド高さ	339.5mm	326.5mm
スタンド重量	4.0kg	3.0kg

■ 対象商品

実体顕微鏡用 スタンドPF15-260、スタンドFTP-260

〈問い合わせ先〉

カートン光学株式会社 営業部 担当 野村、福島
神奈川県相模原市南区相模大野8-2-2サンシティビル5階
電話 042-816-5007 FAX 042-816-5070
kokunai@carton-opt.co.jp