

2026年4月28日

お取引先各位

株式会社カートン

〒252-0234

神奈川県相模原市中央区共和 4-1-15

TEL：042-707-4402 FAX：042-707-4423

国内営業部 渡邊/野村



実体顕微鏡用 IT スタンド 特価販売キャンペーンのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では「実体顕微鏡用 IT スタンド」の特価販売キャンペーンを実施する運びとなりました。

在庫限りのご提供となりますので、ぜひこの機会にご検討賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 開催期間：2026年5月1日（金）ご注文分より
2. 対象商品：実体顕微鏡用スタンド IT スタンド
3. キャンペーン内容：

本キャンペーンの対象商品は、スタンド単体およびヘッドとのセット商品となります。いずれも特別価格にてご案内いたします。

*在庫切れの場合、納期にお時間をいただく場合がございます。
販売店様にお問い合わせください。

以上

実体顕微鏡用 ITスタンド 特価販売キャンペーン

スタンド単体、またはヘッドとスタンドのセットいずれも割引をいたします。
在庫限りのご提供となりますので、ぜひこの機会にご検討賜りますようお願い申し上げます。

【対象商品】

<品番>	<商品名>	<品番>	<商品名>
MS487226	DSZ-44IT	M381026	NSW-1IT
MS587226	SPZ-50IT	M381126	NSW-2IT
MS587926	IT	M381226	NSW-20IT
		M381326	NSW-30IT
		M381426	NSW-40IT

【主な特徴】 落射・透過 LED照明

【商品例】

【SPZ-50IT】



【DSZ-44IT】



【NSW-20IT】



【仕様】 * 下記以外の商品につきましては弊社カタログ、ホームページをご参照ください。

商品名	SPZ-50IT	DSZ-44IT	NSW-20IT
商品番号	MS587226	MS487226	M381326
総合倍率	6.7～50倍	10～44倍	10・20倍
接眼レンズ	MS900-100 DHW10X/23	M894-10:DSW10X/23	
対物レンズ	0.67～5X	1～4.4X	1X・2X
作動距離	108mm	90mm	82.5mm
重量	4.8kg	4.6kg	4.3kg
付属品	アイシェード(1組2個)、ダストカバー、白黒ステージプレート各1枚		
オプション	MS900-150 DHW15X/23	M894-15:DSW15X/15	
	MS900-200 DHW20X/23	M894-20:DSW20X/11.4	

株式会社カートン

〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-11-15
TEL : 042-707-4402 FAX : 042-707-4423
E-mail : kokunai@carton-opt.co.jp

