

2025年5月1日

お取引先各位

**株式会社カートン**

〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野 8-2-2  
サンシティビル 5階

TEL : 042-816-5007

メールアドレス : kokunai@carton-opt.co.jp

国内営業部 渡邊/野村



**新商品 M9196 フレキシ式双眼実体顕微鏡 FSC-3 のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび弊社では新商品として M9196 フレキシ式双眼実体顕微鏡 FSC-3 を販売致します。商品の詳細につきましては別紙リーフレットをご高覧ください。是非ご購入の検討をお願い申し上げます。

敬具

記

商品番号 : M9196

商品名 : フレキシ式双眼実体顕微鏡 FSC-3

仕様 : 総合倍率 8倍

作動距離 115mm

重量 3.7kg

販売開始日 : 2025年5月1日

以上

<お問い合わせ先>

担当 : 国内営業部 渡邊/野村

TEL : 042-816-5007

メールアドレス : kokunai@carton-opt.co.jp

# フレキシブル管式小型双眼実体顕微鏡

## M9196 / FSC-3

フレキシブル管を採用することで、さまざまな角度から自由に観察していただけます。  
加工部品やはんだ付けの確認に加え、宝飾品やホビーの作業工具としてもご利用いただけます。



### 仕様

商 品 番 号	M9196
商 品 名	FSC-3 (本体色 白)
総 合 倍 率	8倍
接 眼 レ ン ズ	M9191-10 / WF10X(FN20)
対 物 レ ン ズ	0.8×(防塵ガラス付き)
作 動 距 離	115mm(防塵ガラス下面より)
重 量	3.7kg
付 属 品	アイシェード、ダストカバー
オプション	M9191-15/WF15X接眼レンズ(φ30.5/視野数15)
	M9191-20/WF20X接眼レンズ(φ30.5/視野数10)
	M91951/FSC用アダプターリング(LED照明取付時に使用)
	XR9458/4分割LEDリングライト照明装置

※オプションにつきましては、従来のFSC-II用をそのままご利用いただけます。

**株式会社カートン**

〒252-0253神奈川県相模原市南区相模大野8-2-2サンシティビル5階  
T : 042-816-5007 F : 042-816-5070 E : kokunai@carton-opt.co.jp

