

2026年5月19日

お客様 各位

株式会社カートン  
営業部

## 製品仕様変更のご案内

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社製品におきまして、さらなる品質向上および利便性の改善を目的とし、下記の通り一部仕様を変更させていただくこととなりました。何卒ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 1. 変更機種

- ・顕微鏡標準付属の接眼レンズが DSW10X/23 から DHW10X/23 へ変更になります。
- ・オプションの接眼レンズ（15x、20x）も DSW シリーズから DHW シリーズへ変更になります。
- ・接眼レンズの変更にともない、アイガード(目当て)につきましても、DSW 用から DHW 用へ変更になります。

### 2. 変更内容

変更機種	変更前	変更後
DSZシリーズ	・接眼レンズ DSWシリーズ	・接眼レンズ DHWシリーズ
NSWシリーズ	・アイガード DSW用(XR8007)	・アイガード DHW用(XR8008)

### 3. 変更の理由

接眼レンズを DHW10X/23 へ変更することで、アイポイントが延長され、観察時に楽な姿勢で観察することが可能となります。

### 4. 実施時期

2026年6月出荷分より順次切り替え  
※旧仕様品の在庫がなくなり次第、新仕様品へ切り替えさせていただきます。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】  
株式会社カートン 営業部 渡邊/野村  
電話番号：042-707-4402  
メールアドレス：kokunai@carton-opt.co.jp