

2026 年 9 月 1 日

お取引様各位

株式会社 カートン

〒252-0234

神奈川県相模原市中央区共和 4-11-15

TEL : 042-707-4402 FAX : 042-707-4423

営業本部 渡邊/野村



顕微鏡用 ヘッド DSZ-44 シリーズ および スタンド SB-260 販売終了のお知らせ

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、長らくご愛顧いただいております下記製品につきまして、誠に勝手ながら生産を終了させていただくこととなりました。対象製品は長年にわたり販売を続けてまいりましたが、生産設備の金型が寿命に達し、安全かつ安定した品質での生産継続が困難となったことから、やむを得ず生産終了の判断に至りました。これまで本製品をご使用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒事情をご賢察のうえ、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、DSZ-44 につきましては、引き続き在庫限りでキャンペーンを継続いたします。また、SB スタンドにつきましても新たにキャンペーンを開始いたします。詳細は別紙をご高覧いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【販売終了機種】

実体顕微鏡用ヘッド DSZ-44シリーズ

品番	商品名
MS4602	DSZ-44
MS4603	DSZT-44
MS4606	DSZV-44

実体顕微鏡用スタンドSB-260

品番	商品名
MS356926	SB-260
MS399926	SB-GS-260

【販売終了時期】 在庫限りにて終了

【代替品のご案内】

実体顕微鏡用ヘッド DSZ-44シリーズ

代替機種 SPZ-50シリーズ

実体顕微鏡用スタンドSB-260

代替機種 P-260

実体顕微鏡用スタンドSB-GS-260

代替機種 P-GS-260（新製品）

以上

<お問い合わせ先>

担当：国内営業部 渡邊/野村

メールアドレス：kokunai@carton-opt.co.jp


— 実体顕微鏡用ポール式スタンド | New Generation

ワークを、もっと広く。 視野を、もっと自由に。

大型フラットステージと内蔵LED調光機構を採用した、汎用スタンドの新標準。
NSW / DSZ / SPZ シリーズをはじめ、幅広い鏡体との組み合わせに対応します。

MODEL
P-GS-260

STAND



P-GS-260 スタンド単体 (LED照明・調光器付)

WITH HEAD



組み合わせ例：SPZシリーズ双眼ズーム鏡体を装着

01 / FEATURE

大型フラットステージ

ステージエリアを従来機 (SB-GS-260) から大幅に拡大。基板・治具など大型ワークもそのまま載せて観察・作業できます。

02 / FEATURE

高輝度LED落射照明 (調光式)

スタンドに搭載された60球高輝度LEDを外部コントローラで無段階調光。WDへの影響が少なく、明るく均一な視野を確保します。

03 / FEATURE

幅広い鏡体との組み合わせ

NSWシリーズ (変倍) / DSZシリーズ (ズーム) / SPZ-50 (ズーム) に対応。用途に応じた最適な倍率構成でシステムを構築できます。

■ 組み合わせ鏡体・型番一覧

セット	名称	型番
単体	P-GS-260	MS379926
NSW-SET	NSW-1P-GS-260	M379026
	NSW-2P-GS-260	M379126
	NSW-20P-GS-260	M379226
	NSW-30P-GS-260	M379326
	NSW-40P-GS-260	M379426
DSZ-SET	DSZ-44P-GS-260	MS479226
	DSZT-44P-GS-260	MS479326
SPZ-SET	SPZ-50P-GS-260	MS579226

■ LED 照明仕様

LED 球数	60 球
入力定格電圧	AC 100~240V 50/60Hz
消費電力	5W (100V 使用時)
使用温度範囲	1°C ~ 40°C
保存周囲温度	-10°C ~ +50°C

■ スタンド仕様

形式	ポール式スタンド (大型フラットステージ)
焦点調整	鏡体上下動式 (テンションコントロール機構付)
ステージ	ステージプレート (アクリル樹脂製・白/黒各1枚付)
ベース寸法 (W×D)	220mm × 284mm ※電源コード含まず
スタンド重量	3.8 kg
落射照明	LEDリング照明 (内蔵) 外部コントローラで調光
透過照明	なし
対応鏡体	NSW / DSZ / SPZ シリーズ ほか
付属品	テンションコントロールピン/保護カバー (両面・片面フロスト)

株式会社カートン

〒252-0234

神奈川県相模原市中央区共和 4-11-15

電話：042-707-4402 / FAX：042-707-4423

HP：https://carton-opt.co.jp / e-mail：kokunai@carton-opt.co.jp

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

※本カタログの写実は実際の色調と異なる場合があります。
© CARTON OPTICAL INDUSTRIES, LTD.