

2025年4月4日

お取引先各位

株式会社カートン

〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野 8-2-2
サンシティビル 5階

TEL : 042-816-5007 / FAX : 042-816-5070

国内営業部 渡邊/野村



CVZ-35 広視野ビデオマイクロスコープのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、このたび弊社では新商品として「CVZ-35 ビデオマイクロスコープ」を
販売いたします。CVZ-75 よりも広い範囲を一度に観察可能となっております。
デモ機をご用意しておりますのでご希望の際はお気軽にお申し付け下さい。
つきましては、商品パンフレットを送付させていただきますのでご覧ください。
是非ともご検討のほどよろしくお願いいたします。

敬具

記

商品名 : CVZ-35 広視野ビデオマイクロスコープ
商品番号 : XR6151
販売開始日 : 2025年4月18日

以上

<お問い合わせ先>

担当 : 国内営業部 渡邊/野村

TEL : 042-816-5007

メールアドレス : kokunai@carton-opt.co.jp

CVZ-35 広視野ビデオマイクロスコープ



CVZ-75よりも
広い範囲を一度に観察可能

※XYステージはオプションになります。

型式：M-300E

※デモ機ございます。

【仕様】

商品名	CVZ-35 広視野ビデオマイクロスコープ	商品番号	XR6151
作動距離	約190mm (顕微鏡下面部より)		
総合倍率	約6倍 ~ 42倍		
実視野	約38mm×22mm (6倍時) ~ 約5.4mm×3.0mm (42倍時)		
対物レンズ	倍率 0.35倍 ~ 2.5倍ズーム / ズーム比 約7		
照明	LEDリング照明		
スタンド	大型平面ステージ (260mm x 320mm) 付		
接続端子	HDMI (液晶モニター出力用) / USB×2 (マウス接続用/USBメモリー記録用)		
モニター	11.6インチ カラー液晶モニター FHD		
記録方式	静止画 (JPG,BMP,PNG形式) 1920×1080ピクセル		
計測機能	2点間距離 (任意,水平,垂直,平行,点と円中心間,線と円中心間,円中心間) / 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形 (縦,横) / 多角形外周 / 面積 / 日本語対応		
付属品	無線マウス(受信機付き)、ACアダプター (入力100V-240V対応)		
サイズ・重量	260mm(W)×320mm(D)×425mm(H)(モニター部除く) / 6.1 kg		

株式会社カートン

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野8-2-2サンシティビル5階
T:042-816-5007 F:042-816-5070 E:kokunai@carton-opt.co.jp

