

2025年4月4日

お取引先各位

株式会社カートン

〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野 8-2-2

サンシティビル 5階

TEL : 042-816-5007 FAX : 042-816-5070

国内営業部 渡邊/野村



新商品 顕微鏡用カメラのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび弊社では新商品として下記CMOSカメラを販売致します。
商品の詳細につきましては別紙リーフレットをご高覧ください。
是非ご購入の検討をお願い申し上げます。

敬具

記

- ① 商品名 : 200万画素 CMOSカメラ
商品番号 : XR9031
画素数 : 1920×1080画素
- ② 商品名 : 4K CMOSカメラ
商品番号 : XR9032
画素数 : 3840×2160画素

販売開始日 : 2025年4月18日

以上

<お問い合わせ先>

担当 : 国内営業部 渡邊/野村

TEL : 042-816-5007

メールアドレス : kokunai@carton-opt.co.jp

- XR9031: 200万画素 CMOSカメラ
- XR9032: 4K対応 CMOSカメラ



実体顕微鏡(SPZV-50IT)及び
 モニター(XR7048)との組み合わせ例



顕微鏡の画像をHDMI接続で簡単綺麗に

HDMI接続で、簡単に綺麗な画像をTVやモニターに映せます。

簡易計測（日本語対応）も付いてさらに便利に。

HDMIケーブル等も付属しておりすぐに使えます。



株式会社カートン

〒252-0303
 神奈川県相模原市南区
 相模大野8-2-2サンシティビル5階

電話：042-816-5007
 FAX：042-816-5070
 メール：kokunai@carton-opt.co.jp

型式	XR9031	XR9032
製品名称	200万画素 CMOSカメラ	4K CMOSカメラ
画素数	1920 × 1080 画素 30fps	3840 × 2160 画素 30fps
マウント	Cマウント	C/CSマウント
画像保存	USBメモリ(付属しません)	USBメモリ(付属しません)
接続方式	HDMI接続	HDMI接続
電源	DV12V1A ACアダプター付属	DV12V1A ACアダプター付属
寸法(カメラ部)	80 × 75 × 48mm 約280g	75 × 75 × 45mm 約230g
付属品	取扱説明書、HDMIケーブル、 ACアダプター、マウス	取扱説明書、HDMIケーブル、 ACアダプター、マウス