

2015年9月吉日

お取引先様各位

カートン光学株式会社
営業本部長 辻村 雅弘

TEL 03-3832-1321

FAX 03-3832-1329

弊社実体顕微鏡の仕様変更のお知らせ

拝啓

貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社商品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、突然ではございますが弊社実体顕微鏡のベースの仕様が10月1日より随時変更させていただきます。
実体顕微鏡ポールタイプの径がφ26.9mmからφ26mmに変わり、ポールタイプのベースは全て300mm長のポールの長さに変更させていただき、ユーザー様の利便性向上に努めさせていただきます。
仕様の変更に伴い、品番・品名も変更させていただきます。
尚、この仕様の変更による価格の変更はございません。

誠に勝手ではございますが何卒宜しくお願い申し上げます。
まずは取り急ぎご案内致します。

敬具

記

変更点

	変更前	変更後
ポール径	φ26.9mm	φ26mm
ポール長	FT・SB・FTP 300mm P・PF15・ILM・PG 249mm	全て 300mm

変更機種に関しましては随時、ホームページにて情報公開して参ります。

変更前		変更後	
品番	品名	品番	品名
M357015	NSW-1FT15	M35701526	NSW-1FT15-260
M357115	NSW-2FT15	M35711526	NSW-2FT15-260
M357215	NSW-20FT15	M35721526	NSW-20FT15-260
M357315	NSW-30FT15	M35731526	NSW-30FT15-260
M357415	NSW-40FT15	M35741526	NSW-40FT15-260
M358015	NSW-1PF15	M35801526	NSW-1PF15-260
M358115	NSW-2PF15	M35811526	NSW-2PF15-260
MS457215	DSZ-44FT15	MS45721526	DSZ-44FT15-260
MS457315	DSZT-44FT15	MS45731526	DSZT-44FT15-260
MS557215	SPZ-50FT15	MS55721526	SPZ-50FT15-260

以上