

[新発売] CTL-200 金属顕微鏡モニター観察タイプ

無限遠光学系同軸LED照明装置付き


汎用性のある光学ボディを様々な用途に!

最大視野 1インチ400万画素対応



* 上記写真のカメラはXR9026

品番	品名		定価
XR9026	推奨カメラ	320万画素 CM3U331S4CCS CMOS	¥130,000
Z7000S	BODY (鏡筒倍率1X、Cマウント仕様)	CTL200 (同軸照明直筒タイプ)	¥169,000
Z7009	一軸粗微動付スタンド	SB-260CTL	¥70,000
XR9471	LED同軸落射照明装置	LPWDP30M2-HDMP8DW	¥52,000
XR9472	LED同軸落射照明装置	高照度タイプ	¥93,000




■LPL 無限対物レンズ仕様 (標準)

製品名	倍率	NA	WD	Parforcal	定価
L Plan 5X	5X	0.12	23.6	45mm	¥15,000
L Plan 10X	10X	0.25	17.8	45mm	¥22,500
L Plan 20X	20X	0.40	10.4	45mm	¥43,500
L Plan 50X	50X	0.55	7.0	45mm	¥60,000
L Plan 100X	100X	0.80	3.2	45mm	¥80,000



※100倍率の商品画像は未掲載です。

*各メーカー用対物アダプターございます。対応対物レンズはお問い合わせ下さい。



Z7000R
CTL-200R ¥198,000
(BODY) (レボタイプ)

2019年春発売予定

190311

カートン光学株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-11 岡山ビル4F
TEL: 03-5937-1317 FAX: 03-5937-1318
https://www.carton-opt.co.jp