

【新発売】 CI-300シリーズ 生物顕微鏡

無限遠光学系LED照明装置内蔵

スタイリッシュで流れるような外観デザイン

高級Plan対物レンズ付属



CI-300B



CI-300T

< 組合せ例 >



* 上記画像のLCDカメラ (DP-200) は別売りとなります。
価格：¥128,000 (税別)

2019年5月発売予定

	双眼	三眼
品番	Z5002	Z5003
商品名	CI-300B	CI-300T
価格 (税別)	¥195,000	¥225,000
鏡体型式	双眼/30° 傾斜	三眼/30° 傾斜
総合倍率 (最低-最高)	40倍-1000倍	40倍-1000倍
接眼レンズ	WF10x (視野数20)	WF10x (視野数20)
対物レンズ (Plan)	4X/10X/40X/100X	4X/10X/40X/100X
合焦ハンドル	一軸式粗微動	一軸式粗微動
ステージサイズ(mm)	142.5X133	142.5X133
コンデンサー (NA)	アッベ式(1.25)	アッベ式(1.25)
アクセサリ	—	Cマウントアダプター(0.5X)
照明 (LED調光式)	○	○
本体サイズ	198(w)X412(D)X385(H)	198(w)X412(D)X385(H)
本体重量 (約Kg)	5.4	5.7
オプション	WF15X (視野数15)	WF15X (視野数15)

カートン光学株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-11 岡山ビル4F
TEL : 03-5937-1317 FAX : 03-5937-1318
<https://www.carton-opt.co.jp>