

## ズーム 実体顕微鏡

5倍\* オプションレンズ 10倍 <<<<標準レンズ>>>> 44倍 オプションレンズ 140.8倍\*  
 \*P12をご参照ください。 10x接眼レンズ付

ポール径φ26シリーズ

**三眼** MS473326  
**DSZT-44ILM-260**  
 ¥222,000-  
 総合倍率10倍~44倍



**双眼**  
 MS473226 **DSZ-44ILM-260**  
 ¥198,000- 総合倍率10倍~44倍

**三眼** MS45831526  
**DSZT-44PF15-260**  
 ¥190,000-  
 総合倍率10倍~44倍



**双眼**  
 MS45821526 **DSZ-44PF15-260**  
 ¥166,000- 総合倍率10倍~44倍

**三眼** MS455326  
**DSZT-44P-260**  
 ¥164,000-  
 総合倍率10倍~44倍



**双眼**  
 MS455226 **DSZ-44P-260**  
 ¥140,000- 総合倍率10倍~44倍

三眼は鏡体とスタンドの単体組合せでの販売になります。  
 ※P.9をご参照ください

**三眼** MS456326  
**DSZT-44SB-260**  
 ¥164,000-  
 総合倍率10倍~44倍




**双眼**  
 MS499226 **DSZ-44SB-GS-260**  
 ¥173,000- 総合倍率10倍~44倍

**三眼** MS45731526  
**DSZT-44FT15-260**  
 ¥189,000-  
 総合倍率10倍~44倍



**双眼**  
 MS45721526 **DSZ-44FT15-260**  
 ¥165,000- 総合倍率10倍~44倍



商品番号	MS473226	MS473326	MS45821526	MS45831526	MS455226	MS455326	MS499226	MS456226	MS456326	MS45721526	MS45731526
商品名	DSZ-44ILM-260	DSZT-44ILM-260	DSZ-44PF15-260	DSZT-44PF15-260	DSZ-44P-260	DSZT-44P-260	DSZ-44SB-GS-260	DSZ-44SB-260	DSZT-44SB-260	DSZ-44FT15-260	DSZT-44FT15-260
鏡体型式(視度調整機能付き)	双眼ズーム	三眼ズーム	双眼ズーム	三眼ズーム	双眼ズーム	三眼ズーム	双眼ズーム	双眼ズーム	三眼ズーム	双眼ズーム	三眼ズーム
総合倍率(実視野)	10x~44x (φ23mm~φ5.2mm)										
接眼レンズ	DSW10x(視野数23)										
対物レンズ	1x~4.4x (ズーム比4.4)										
作動距離(mm)	90										
観察可能高さ(mm)	191		191		178		178		178		178
ステージプレート(mm)	208 x 217		208 x 217		208 x 217		135 x 195		135 x 195		φ100
照明	落射	面発光LED調光	15W丸型蛍光灯・50/60Hz切換式		-		LED調光		-		15W丸型蛍光灯・50/60Hz切換式
透過	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5W U型蛍光灯
ベースW(mm) x D(mm)	220 x 284		220 x 284		220 x 284		144 x 260		144 x 260		180 x 266
重量 鏡体/スタンド(約kg)	1.5 / 3.8	1.7 / 3.8	1.5 / 4.0	1.7 / 4.0	1.5 / 2.9	1.7 / 2.9	1.5 / 2.8	1.5 / 1.9	1.7 / 1.9	1.5 / 4.1	1.7 / 4.1