

ズーム 実体顕微鏡

DSZ

シリーズ

5倍* オプションレンズ 10倍 <<<標準レンズ>>> 44倍 オプションレンズ 140.8倍*
 *P.12をご参照ください。 10x接眼レンズ付

ボール径φ26.9シリーズ

三眼は鏡体とスタンドの単体組合せでの販売になります。
 ※P.9をご参照ください



双眼
MS4772 DSZ-44FTP-GS
 ¥175,000- 総合倍率10倍~44倍

三眼 MS4713
DSZT-44FTP
 ¥166,000-
 総合倍率10倍~44倍



双眼
MS4712 DSZ-44FTP
 ¥142,000- 総合倍率10倍~44倍

三眼は鏡体とスタンドの単体組合せでの販売になります。
 ※P.9をご参照ください




双眼
MS4662 DSZ-44PG
 ¥170,000- 総合倍率10倍~44倍

三眼 MS454315
DSZT-44T15
 ¥187,000-
 総合倍率10倍~44倍



双眼
MS454215 DSZ-44T15
 ¥163,000- 総合倍率10倍~44倍

商品番号	MS4772	MS4712	MS4713	MS4662	MS454215	MS454315
商品名	DSZ-44FTP-GS	DSZ-44FTP	DSZT-44FTP	DSZ-44PG	DSZ-44T15	DSZT-44T15
鏡体型式(視度調整機能付き)	双眼ズーム	双眼ズーム	三眼ズーム	双眼ズーム	双眼ズーム	三眼ズーム
総合倍率(実視野)	10x~44x (φ23mm~φ5.2mm)					
接眼レンズ	DSW 10x(視野数23)					
対物レンズ	1x~4.4x (ズーム比4.4)					
作動距離(mm)	90					
観察可能高さ(mm)	178	178	124	41		
ステージプレート(mm)	φ100	φ100	208 x 217	φ80		
照明	LED調光	-	LED調光	15W丸型蛍光灯・50/60Hz切替式	100V 20Wタングステン球	
ベースW(mm) x D(mm)	180 x 266	180 x 266	220 x 284	160 x 219	160 x 219	
重量 鏡体/スタンド(約kg)	1.5 / 3.0	1.5 / 2.1	1.7 / 2.1	1.5 / 3.7	1.5 / 2.6	1.7 / 2.6



DSZ三眼ズームシステム


CSマウント
直付け三眼

接眼レンズとモニター
両方で同時観察

三眼 CCD

MS4604
DSZV-44鏡体

¥177,000- 総合倍率10倍~44倍




MS573926

ILM-260スタンド

¥95,000-

三眼




MS35891526

PF15-260スタンド

¥63,000-

三眼



商品番号	MS4604
商品名	DSZV-44 鏡体
鏡体型式	三眼ズーム
重量(約kg)	1.7

商品番号	MS573926	MS35891526
商品名	ILM-260 スタンド	PF15-260 スタンド
ベース W x D (mm)	220 x 284	220 x 284
重量(約kg)	3.8	4.0