

固定 変倍ズーム 鏡体・スタンド単体価格表

顕微鏡ヘッド(10x接眼レンズ付)とスタンドを個々に組み合わせることで、用途に合わせた最適なオリジナルシステムを構築しご利用いただけます。

鏡体単体価格表				スタンド単体価格表			
MS5602 SPZ-50 双眼 6.7x~50x ¥146,000	MS5605 SPZTC-50 三眼 6.7x~50x ¥200,000	MS5606 SPZV-50 三眼 6.7x~50x ¥220,000	MS4602 DSZ-44 双眼 10x~44x ¥118,000	ボール径 φ26.9 シリーズ MS355926 P-260 ¥35,000 MS399926 SB-GS-260 ¥73,000 MS356926 SB-260 ¥35,000 MS3779 FTP-GS ¥79,000 MS3919 LS-GS ¥79,000 MS3929 D-GS ¥85,000	MS573926 ILM-260 双眼 ¥95,000	MS35891526 PF15-260 双眼 ¥63,000	
MS4603 DSZT-44 三眼 10x~44x ¥142,000	MS4604 DSZV-44 三眼 10x~44x ¥177,000	MS3600 NSW-1 双眼 10x ¥59,000	MS3601 NSW-2 双眼 20x ¥59,000		MS3602 NSW-20 双眼 10x, 20x ¥63,000	MS35791526 FT15-260 三眼 ¥71,000	
MS3603 NSW-30 双眼 10x, 30x ¥64,000	MS3604 NSW-40 双眼 20x, 40x ¥65,000	MS13602 SPZH-135 NEW 三眼 21x~135x ¥185,000	MS13605 SPZHTC-135 NEW 三眼 21x~135x ¥225,000		MS3719 FTP 三眼 ¥37,000	MS3669 PG 三眼 ¥67,000	
● 消耗品 : SPZ用アイシェード ¥400 (1ヶ)、DSZ、NSW用アイシェード ¥400 (1ヶ) ● 消耗品 : <ul style="list-style-type: none"> XR8001 15W丸型蛍光灯 FCL15ENW-F ¥1,200 XR8002 5WU型蛍光灯 DULUX S 5W/840 ¥2,000 XR8003 グローランプ S2 ¥300 100V20W タングステン球 TB-20 ¥1,000 					MS3719 FTP 三眼 ¥37,000	MS3669 PG 三眼 ¥67,000	
					MS3779 FTP-GS 三眼 ¥79,000	MS3719 FTP 三眼 ¥37,000	
					MS3919 LS-GS 三眼 ¥79,000	MS354915 T15 三眼 ¥69,000	

UNスタンド/ブームスタンド/特殊スタンド実体顕微鏡《双眼タイプ》

奥行きのあるボールタイプのため、大きくて高さのあるものの検査に最適です。

UNスタンド **ボール径φ26.9シリーズ**

(デスクランプタイプ)
ワーク観察可能高さ
DSZ/NSW 245mm, SPZ 215mm
SPZ, DSZ, NSWシリーズ用

MS3879 UN-S200-GS
¥140,000-

※UN-S200スタンド
鏡体受け付重量:約8.7kg、対応板厚:55mm
※顕微鏡鏡体は付属されておりません

◆組み合わせ例

- MS4602 DSZ-44 ①
- MS3879 UN-S200-GS ②

LS-GS シリーズ **ボール径φ26.9シリーズ**

ボールスタンドタイプ・LSスタンド
ワーク観察可能高さ
NSW-20LS-GS : 175mm
DSZ-44LS-GS : 175mm
SPZ-50LS-GS : 155mm

M3912 NSW-20LS-GS
¥130,000- 総合倍率10倍・20倍

MS4912 DSZ-44LS-GS
¥178,000- 総合倍率10~44倍

MS5912 SPZ-50LS-GS
¥208,000- 総合倍率6.7~50倍

※鏡体受付ボールスタンドのみ重量:5.5kg

D-GS シリーズ **ボール径φ26.9シリーズ**

デスクランプタイプ・Dスタンド
ワーク観察可能高さ
NSW-20D-GS:225mm
DSZ-44D-GS:225mm
SPZ-50D-GS:205mm

M3922 NSW-20D-GS
¥135,000- 総合倍率10倍・20倍

MS4922 DSZ-44D-GS
¥183,000- 総合倍率10~44倍

MS5922 SPZ-50D-GS
¥213,000- 総合倍率6.7~50倍

※鏡体受付クランプスタンドのみ重量:4.1kg
※Dタイプ対応板厚:13mm~50mm

ブームスタンド **ボール径φ26.9シリーズ** **限定品**

ワーク観察可能高さ
DSZ/NSW 205mm, SPZ 185mm
SPZ, DSZ, NSWシリーズ用

MS3609 DB-GS
¥120,000-

※DBスタンド
鏡体受け付重量:22.4kg
※顕微鏡鏡体は付属されておりません

◆組み合わせ例

- MS4602 DSZ-44 ①
- MS3609 DB-GS ②