

ズーム 実体顕微鏡

10.5倍 * オプションレンズ 21倍 <<<標準レンズ>>> 135倍 オプションレンズ 331.2倍 *

*P12をご参照ください。

15x接眼レンズ付

SPZH

シリーズ

ポール径φ26シリーズ

NEW

双眼



MS1366226X

SPZH-135PGLL260

¥243,000-


総合倍率21倍~135倍



商品番号	MS1366226X
商品名	SPZH-135PGLL260
鏡体型式(視度調整機能付き)	双眼ズーム
総合倍率(実視野)	21x~135x (φ10.7mm~φ1.7mm)
接眼レンズ	DHW15x(視野数15)
対物レンズ	1.4x~9x(ズーム比6.4)
作動距離(mm)	84
観察可能高さ(mm)	169.5
ステージプレート(mm)	208mm×217mm
照明	落射 LED調光
透過	-
ベースW(mm)×D(mm)	220×284
重量 鏡体/スタンド(約kg)	1.9 / 3.7

三眼

光路切り替えタイプ




MS13605

SPZHTC-135鏡体

¥225,000-

総合倍率21倍~135倍



MS366926X

PGLL-260スタンド

¥71,000-

*PGLL-260はSPZHシリーズ専用のスタンドです。

ズーム 変倍 実体顕微鏡 限定品

ポール径φ26.9シリーズ



双眼

MS4772 **DSZ-44FTP-GS**

¥175,000- 総合倍率10倍~44倍



双眼

MS4712 **DSZ-44FTP**

¥142,000- 総合倍率10倍~44倍


商品番号	MS4772	MS4712
商品名	DSZ-44FTP-GS	DSZ-44FTP
鏡体型式(視度調整機能付き)	双眼ズーム	双眼ズーム
総合倍率(実視野)	10x~44x (φ23mm~φ5.2mm)	
接眼レンズ	DSW10x(視野数23)	
対物レンズ	1x~4.4x(ズーム比4.4)	
作動距離(mm)	90	
観察可能高さ(mm)	178	
ステージプレート(mm)	φ100	φ100
照明	落射 LED調光	-
透過	-	-
ベースW(mm)×D(mm)	180×266	180×266
重量 鏡体/スタンド(約kg)	1.5 / 3.0	1.5 / 2.1

商品番号	MS3605	MS3606
商品名	NSW-620鏡体	NSWT-620鏡体
鏡体型式(視度調整機能付き)	双眼変倍	三眼変倍
総合倍率(実視野)	6x・20x(φ38mm・φ11.5mm)	
接眼レンズ	DSW10x(視野数23)	
対物レンズ	0.6x・2x	
作動距離(mm)	82.5	
重量(約kg)	1.2	1.3

DSZ/NSW

φ26.9ポールシリーズその他

双眼




MS3605 **NSW-620鏡体**

¥63,000- 総合倍率6倍・20倍


光路切り替えタイプ

三眼




MS3606 **NSWT-620鏡体**

¥83,000- 総合倍率6倍・20倍



MS3669 **PGスタンド**

¥67,000-



MS3519W **LWスタンド**

¥40,000-

商品番号	MS3669	MS3519W
商品名	PGスタンド	LWスタンド
ステージプレート(mm)	208×217	φ80
照明	落射 LED調光	100V 20W (タンクステン球)
透過	-	100V 20W (タンクステン球)
ベースW(mm)×D(mm)	220×284	160×219
重量(約kg)	3.7	2.4