

大型生物顕微鏡DIN《単眼・双眼・三眼タイプ》

安定感のあるベーススタンドは大変使いやすく、双眼部にはジーゼントップが採用され見やすい設計になっております。高校、大学から研究用までの生物顕微鏡です。
PH型（位相差）は細胞・細菌を無着色で観察できます。
三眼タイプはCCDカメラ、デジタルカメラの取付が可能です。

限定品
CSシリーズ

M9260
CSM-6
¥128,000-
総合倍率
40倍～600倍



商品番号	M9260	M9261	M9266
商品名	CSM-6	CSM-15	CSM-PH
鏡体型式	単眼/30°傾斜	単眼/30°傾斜	単眼/30°傾斜
総合倍率(最低-最高)	40x - 600x	40x - 1500x	100x - 1000x
接眼レンズ〈視野数〉	W10x<18〉, EW15x<14〉		W10x<18〉
対物レンズ(位相差)	4x, 10x /40x緩衝装置付(セミプラン)	4x, 10x /40x(セミプラン), 100x 緩衝装置付	10x, 20x /40x(セミプラン), 100x 緩衝装置付
鏡筒長(mm)	160	160	160
焦点調整	ステージ上下式	ステージ上下式	ステージ上下式
合焦ハンドル	一軸式粗微動	一軸式粗微動	一軸式粗微動
ステージサイズ(mm)	141 x 131	141 x 131	141 x 131
コンデンサー(開口数)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)
絞り	虹彩絞り	虹彩絞り	虹彩絞り
照明(ハロゲン・無段階調光)	6V 20W	6V 20W	6V 20W
本体サイズH(mm) x W(mm)	365 x 200	365 x 200	365 x 200
本体重量(約kg)	6.1	6.2	6.5
収納木箱W(mm)xD(mm)xH(mm)	277x255x520	277x255x520	277x255x520
価格	¥128,000	¥148,000	¥228,000

M9263
CSB-15
¥178,000-
総合倍率
40倍～1500倍



商品番号	M9262	M9263	M9267
商品名	CSB-6	CSB-15	CSB-PH
鏡体型式	双眼/30°傾斜	双眼/30°傾斜	双眼/30°傾斜
総合倍率(最低-最高)	40x - 600x	40x - 1500x	100x - 1000x
接眼レンズ〈視野数〉	W10x<18〉, EW15x<14〉(各2個)		W10x<18〉(2個)
対物レンズ(位相差)	4x, 10x /40x緩衝装置付(セミプラン)	4x, 10x /40x(セミプラン), 100x 緩衝装置付	10x, 20x /40x(セミプラン), 100x 緩衝装置付
鏡筒長(mm)	160	160	160
焦点調整	ステージ上下式	ステージ上下式	ステージ上下式
合焦ハンドル	一軸式粗微動	一軸式粗微動	一軸式粗微動
ステージサイズ(mm)	141 x 131	141 x 131	141 x 131
コンデンサー(開口数)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)
絞り	虹彩絞り	虹彩絞り	虹彩絞り
照明(ハロゲン・無段階調光)	6V 20W	6V 20W	6V 20W
本体サイズH(mm) x W(mm)	370 x 200	370 x 200	370 x 200
本体重量(約kg)	6.6	6.7	7.0
収納木箱W(mm)xD(mm)xH(mm)	277x255x520	277x255x520	277x255x520
価格	¥158,000	¥178,000	¥258,000

M9268
CST-PH
¥288,000-
位相差顕微鏡
総合倍率
100倍～1000倍



商品番号	M9264	M9265	M9268
商品名	CST-6	CST-15	CST-PH
鏡体型式	三眼/30°傾斜	三眼/30°傾斜	三眼/30°傾斜
総合倍率(最低-最高)	40x - 600x	40x - 1500x	100x - 1000x
接眼レンズ〈視野数〉	W10x<18〉, EW15x<14〉(各2個)/BW10xフォトリング付		W10x<18〉(2個)/BW10xフォトリング付
対物レンズ(位相差)	4x, 10x /40x緩衝装置付(セミプラン)	4x, 10x /40x(セミプラン), 100x 緩衝装置付	10x, 20x /40x(セミプラン), 100x 緩衝装置付
鏡筒長(mm)	160	160	160
焦点調整	ステージ上下式	ステージ上下式	ステージ上下式
合焦ハンドル	一軸式粗微動	一軸式粗微動	一軸式粗微動
ステージサイズ(mm)	141 x 131	141 x 131	141 x 131
コンデンサー(開口数)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)
絞り	虹彩絞り	虹彩絞り	虹彩絞り
照明(ハロゲン・無段階調光)	6V 20W	6V 20W	6V 20W
本体サイズH(mm) x W(mm)	450 x 200	450 x 200	450 x 200
本体重量(約kg)	7.1	7.2	7.5
収納木箱W(mm)xD(mm)xH(mm)	277x255x520	277x255x520	277x255x520
価格	¥188,000	¥208,000	¥288,000

※5穴レボルバー仕様も可能です。¥11,000増

CSシリーズ専用オプション

M9260-200 WF20x (φ23.2mm) **¥6,000-**
接眼レンズ(単眼1ヶ、双眼・三眼2ヶ必要)
※生物顕微鏡(DIN)使用可。

M9260-20 20x (開口数0.40) **¥10,000-**
対物レンズ


M9260-60 60x (開口数0.85) **¥14,000-**
対物レンズ(緩衝装置付)



M9260-1 CS用位相差セット
¥128,000-
対物レンズ: 10x, 20x, 40x, 100x, ターレット, 芯出し望遠鏡, グリーンフィルター, アルミケース, ドライバー



M970 ステージマイクロメーター 1mm100等分 **¥6,000-**



Z1014-1 キャリブレーション用スケール 1mm100等分 (20本クロス) **¥9,000-**

