

生物顕微鏡 DIN 《単眼・双眼・三眼タイプ》

〔学生用〕高輝度LED調光式/ミラー式可

ロープライスでありながらフル装備。逆レボ方式を採用し、コストパフォーマンスの高い学習用生物顕微鏡CBMシリーズ。高輝度で、明るく観察しやすい調光式LED照明付タイプ。

Biological
Microscopes

限定品

CBM-EX シリーズ

M9275 CBMT-EX15

¥133,000-
総合倍率40倍～1500倍



専用オプション
●CBM用ミラー ¥2,500



M9275

商品番号	M9270	M9271	M9272	M9273	M9274	M9275
商品名	CBM-EX6	CBM-EX15	CBMB-EX6	CBMB-EX15	CBMT-EX6	CBMT-EX15
鏡体型式	単眼/45°傾斜	単眼/45°傾斜	双眼/45°傾斜	双眼/45°傾斜	三眼/45°傾斜	三眼/45°傾斜
総合倍率(最低-最高)	40x - 600x	40x - 1500x	40x - 600x	40x - 1500x	40x - 600x	40x - 1500x
接眼レンズ〈視野数〉	WF10x<16>, WF15x<11>		WF10x<16>, WF15x<11>(各2個)		WF10x<16>, WF15x<11>(各2個)/H10x	
対物レンズ	4x,10x /40x緩衝装置付	4x,10x /40x,100x緩衝装置付	4x,10x /40x緩衝装置付	4x,10x /40x,100x緩衝装置付	4x,10x /40x緩衝装置付	4x,10x /40x,100x緩衝装置付
鏡筒長(mm)	160	160	160	160	160	160
焦点調整	ステージ上下式	ステージ上下式	ステージ上下式	ステージ上下式	ステージ上下式	ステージ上下式
合焦ハンドル	一軸式粗微動	一軸式粗微動	一軸式粗微動	一軸式粗微動	一軸式粗微動	一軸式粗微動
ステージサイズ(mm)	125 x 110	125 x 110	125 x 110	125 x 110	125 x 110	125 x 110
コンデンサー(開口数)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)	アッペ式(1.25)
絞り	虹彩絞り	虹彩絞り	虹彩絞り	虹彩絞り	虹彩絞り	虹彩絞り
照明	LED調光式	LED調光式	LED調光式	LED調光式	LED調光式	LED調光式
本体サイズH(mm) x W(mm)	360 x 139	360 x 139	350 x 139	350 x 139	385 x 139	385 x 139
本体重量(約kg)	3.3	3.4	3.9	4.0	4.2	4.3
収納木箱W(mm)xD(mm)xH(mm)	237x195x430	237x195x430	237x195x430	237x195x430	237x195x430	237x195x430
価格	¥79,000	¥97,000	¥95,000	¥113,000	¥115,000	¥133,000

中・小型生物顕微鏡 DIN 《単眼タイプ》

場所を取らないコンパクトサイズで経済的な学習用生物顕微鏡。

ミラー式生物顕微鏡。微動装置付のコストパフォーマンスに優れたモデルです。

M9235 CMR

¥48,000- (木箱付)

M9235S 木箱なし¥43,000
総合倍率40倍～600倍

M9233 CMR-4

¥44,000- (木箱付)

M9233S 木箱なし¥39,000
総合倍率40倍～400倍



高級顕微鏡に準じた調光式LED照明付き生物顕微鏡です。

M9237 NDL-6 LED

¥69,800- (木箱付)

M9237S 木箱なし¥59,800
総合倍率40倍～600倍



商品番号	M9235	M9233	M9237
商品名	CMR	CMR-4	NDL-6 LED
鏡体型式	単眼/45°傾斜	単眼/45°傾斜	単眼/45°傾斜
総合倍率(最低-最高)	40x - 600x	40x - 400x	40x - 600x
接眼レンズ〈視野数〉	WF10x<18>, WF15x<11>	WF10x<18>	WF10x<18>, WF15x<11>
対物レンズ	4x,10x /40x緩衝装置付	4x,10x /40x緩衝装置付	4x,10x /40x緩衝装置付
鏡筒長(mm)	160	160	160
焦点調整	ステージ上下式	ステージ上下式	ステージ上下式
合焦ハンドル	二軸式粗微動	二軸式粗微動	一軸式粗微動
ステージサイズ(mm)	109 x 119	109 x 119	125 x 115
コンデンサー(開口数)	レンズ式(0.65)	レンズ式(0.65)	アッペ式(1.25)
絞り	円盤絞り	円盤絞り	虹彩絞り
照明	(平・凹面鏡/42)	(平・凹面鏡/42)	LED調光式
本体サイズH(mm) x W(mm)	370 x 132	370 x 132	333 x 130
本体重量(約kg)	2.6	2.6	2.6
収納木箱W(mm)xD(mm)xH(mm)	173x192x413	173x192x413	220x225x397

固定変倍 中・小型実体顕微鏡 《双眼タイプ》

場所を取らないコンパクトサイズで経済的な双眼実体顕微鏡。各モデル10倍の接眼レンズ付。

◆別売オプション
組合わせ例

- M91951 FSC-II用アダプターリング ¥3,200-
- XR9458 4分割リングライトLED照明装置 ¥28,000-
※支柱アーム長：300mm



■マグネット吸着力80ket
(吸着力はSS400、板厚10mm 研磨仕上げ面の値)
本体：50x58x55mm、
取付ネジ穴：M8x1.25、
深さ：7

※支柱アーム長：300mm

M9195 FSC-II

¥39,800- 総合倍率8倍

※FSCシリーズは防塵フィルター付。

M9198 FSC-MG

¥44,800- 総合倍率8倍



M8075 MSC-LED

¥19,800- 総合倍率20倍

ショルダーケース付
※単3電池を2本購入して下さい。

商品番号	M9195	M9198	M8075
商品名	FSC-II	FSC-MG	MSC-LED
鏡体型式	双眼固定		双眼固定
総合倍率	8x		20x
接眼レンズ	WF10x		WF10x
対物レンズ	0.8x		2x
作動距離(mm) / 観察可能高さ(mm)	115 / -		70 / 20
ステージプレート(mm)	-		φ49
照明	- / -		LED / -
ベースW(mm) x D(mm)	145φ	50 x 58	98 x 135
高さ(mm)	250	230	230
本体重量(約kg)	3.7	1.9	0.6

オプション 接眼レンズ

M9195, M9198専用 (φ30.5mm)

- M9191-05 WF 5x接眼レンズ (視野数18) 1組2個 ¥8,000-
- M9191-10 WF 10x接眼レンズ (視野数20) 1個 ¥4,000-
- M9191-15 WF 15x接眼レンズ (視野数15) 1組2個 ¥8,000-
- M9191-20 WF 20x接眼レンズ (視野数10) 1組2個 ¥9,200-