

リーディンググラス

折りたたみ式 / リムレス / バイフォーカル

ホールディングTR

六つに折りたたためて超小型のケースに入るので、持運びにとっても便利！かけ心地の良いTR90 テンプル採用。

G097 ￥4,000 (税別)

CTN02000

- ・度数：+1.0/+1.5/+2.0/+2.5/+3.0/+3.5
- ・カラー：04 ブラック / 07 ワイン / 09 ブラウン
- ・レンズサイズ：横 47mm × 縦 24mm
- ・フレームサイズ：鼻幅 28mm テンプル 130mm
- ・ケースサイズ：約横 85mm × 縦 50mm × 高さ 35mm
- ・レンズ材質：プラスチック ・フレーム材質：ニッケル合金/TR90
- ・ケース材質：プラスチック/ナイロン ・本体重量：18g (+2.0の場合)
- ・原産国：中国



G097-04 ブラック

G097-07 ワイン

G097-09 ブラウン



マカロン

ブルーライトカット率 41% (英国規格) のツーポイント・フレーム。可愛いケースとクロスの3点セット！

G092 ￥5,000 (税別)

CTN03000

- ・度数：+1.0/+1.5/+2.0/+2.5/+3.0
- ・カラー：02 ピ스타チオ / 13 カシス
- ・レンズサイズ：横 50mm × 縦 30mm
- ・フレームサイズ：鼻幅 15mm テンプル 135mm
- ・ケースサイズ：約横 160mm × 縦 45mm × 高 29mm
- ・レンズ材質：アクリル ・フレーム材質：TR90
- ・ケース材質：プラスチック ・本体重量：14g (+2.0の場合)
- ・原産国：台湾

●ブルーライトカット率 約41%
※英国規格



G092-02 ピ스타チオ



G092-13 カシス

視・楽・楽 上下遠近シニアグラス CL クリアタイプ

近用レンズが下部についていますが、フレームを上下に反転する事で、上部にすることも可能 (実用新案登録)。遠用部は度なしレンズ。

G089CL ￥16,000 (税別)

CTN09600

- ・度数：+1.5/+2.0/+2.5/+3.0
- ・カラー：07CL ワイン / 09CL ブラウン
- ・レンズサイズ：横 50mm × 縦 33mm
- ・フレームサイズ：鼻幅 19mm テンプル 145mm
- ・ケースサイズ：横 150mm × 縦 42mm × 高 28mm
- ・レンズ材質：ポリカーボネート (外面ハードコート / 内面 AR コート)
- ・フレーム材質：βチタン ・ケース材質：合皮 / スチール
- ・本体重量：16g (+2.0の場合) ・原産国：日本



G089-07CL ワイン

G089-09CL ブラウン

視・楽・楽 上下遠近シニアグラス PC ブルーライトカットタイプ

近用レンズが下部についていますが、フレームを上下に反転する事で、上部にすることも可能 (実用新案登録)。ブルーライトカットレンズ採用！

G089PC ￥17,000 (税別)

CTN10200

- ・度数：+1.5/+2.0/+2.5/+3.0
- ・カラー：07PC ワイン / 09PC ブラウン
- ・レンズサイズ：横 50mm × 縦 33mm
- ・フレームサイズ：鼻幅 19mm テンプル 145mm
- ・ケースサイズ：横 150mm × 縦 42mm × 高 28mm
- ・レンズ材質：ポリカーボネート (外面ハードコート / 内面 AR コート)
- ・フレーム材質：βチタン ・ケース材質：合皮 / スチール
- ・本体重量：16g (+2.0の場合) ・原産国：日本

●ブルーライトカット率 約26%
※JIS規格



G089-07PC ワイン

G089-09PC ブラウン